



Quality Notification

۱۴۰۲/۰۸/۰۵	تاریخ اعتبار	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	تاریخ اعلان	FR-QN-01	QN Code
اعلام تیتراستی بادی های تشخیصی گروه خونی (آنتی سرم ها) تولیدی شرکت فردآور آزما ایرانیان					عنوان
اطلاع کاربر از کیفیت عملکردی سری ساخت آنتی سرم های تولیدی					هدف کاربردی

- فرایند تیتراسیون با استفاده از سوسپانسیون ۵ - ۳ درصد گلبول های قرمز و به روش لوله ای انجام شده است. روش استاندارد تیتراسیون آنتی سرم های گروه خون در پایگاه اینترنتی سازمان انتقال خون ایران به نشانی ibto.ir در دسترس می باشد.
- رعایت اصول زنجیره سرد در نتایج تعیین تیتراست تاثیر گذار است. شرایط حمل و نگهداری نامناسب دمایی (خارج از محدوده ۸ - ۲ درجه سانتیگراد) می تواند بر کیفیت آنتی بادی ها و کاهش تیتراست آنها (به ویژه در مورد Anti-D IgM) تاثیر منفی داشته باشد.

گزارش تیتراسیون معرف ها

نوع معرف	رفرانس	سری ساخت	تاریخ تولید	تاریخ انقضا	تیتراست آنتی بادی
Anti-A	70111	HA160722	2022.07	2024.07	1:512
Anti-B	70211	HB160722	2022.07	2024.07	1:512
Anti-AB	70311	AB160722	2022.07	2024.07	1:256
Anti-D IgM	71111	DM160722	2022.07	2024.07	1:64
Anti-D IgM	71111	DM261222	2022.12	2024.12	1:64
Anti-D Blend	71101	DB160722	2022.07	2024.07	1:64

مسئول فنی

مدیر کنترل کیفیت



کارخانه: مهرشهر کرج، منطقه ویژه اقتصادی پیام، بلوار شهید بابایی، خیابان ششم

تلفن: ۰۲۶ - ۳۴۲۳۹۱۳۸ و ۰۲۶ - ۳۴۲۳۹۵۳۸ و ۰۲۶ - ۳۴۰۵۸۷۱۴ فکس: ۰۲۶ - ۳۴۲۳۹۱۳۹

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نساء، خیابان زرنگار، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۱۶۴۷۶۱۱

تلفن: ۰۲۱ - ۹۶۶۲۳۰۰۰ و ۰۲۱ - ۲۲۲۵۴۹۸۳ فکس: